

PEDIATRÍA



- PREGUNTAR LOS DATOS DEL PACIENTITO AL PERSONAL ENCARGADO
- IMPORTANTE SABER SI ES NEONATO O PEDIÁTRICO (VARÍA EL PROCEDIMIENTO)
- UTILIZAR PROTECCIÓN RADIOLÓGICA Y DE BIOSEGURIDAD

- SI ES NEONATO SE DEBE EVITAR GOLPEAR EL EQUIPO CON LA INCUBADORA.
- COLOCAR EL DETECTOR PUEDE SER MÁS RÁPIDO Y FÁCIL YA QUE HAY INCUBADORAS QUE CUENTAN CON PORTA DETECTOR.
- DEBEMOS COLIMAR LO MÁS QUE SE PUEDA Y TRATAR DE SOSTENER BRAZOS Y PIES PARA QUE NO SE MUEVA.



- SI ES PEDIÁTRICO CONSULTAMOS DATOS CON LA MADRE Y LE EXPLICAMOS EL ESTUDIO TANTO A LA MADRE COMO AL NIÑO (A)
- USAMOS LA TÉCNICA DE "VAMOS A TOMARTE UNA FOTITO"
- COLOCAR EL DETECTOR, ACOMODAR EL TUBO DE RX, COLIMAR Y EXPLICAR LAS INDICACIONES DEL ESTUDIO.
- ANTES DE HACER EL DISPARO SE LE PREGUNTA A LA MADRE SI TIENE PROBABILIDAD DE EMBARAZO.